



CONSTANTE **EVOLUÇÃO**

REAGENTES & EQUIPAMENTOS

REAGENTES & EQUIPAMENTOS

A **Wama Diagnóstica** está consolidada no mercado brasileiro, **desde 1991**, como uma empresa voltada à pesquisa, desenvolvimento e produção de reagentes para diagnóstico laboratorial, em especial **imuno-diagnóstico**.

O **alto padrão de qualidade** empregado em nossos processos permitiu a distribuição dos produtos **WAMA** em âmbito nacional, latino-americano e muito em breve no mercado europeu.

Com base na política de qualidade que busca incessantemente a excelência de seus produtos e serviços, a WAMA obteve a confiança de seus clientes, tornando-se **líder** em inúmeras áreas do competitivo setor de **diagnósticos**.

IMUNO-RÁPIDO

Testes rápidos de alta eficiência

A linha **Imuno-Rápido** assegura precisão, alta sensibilidade e especificidade ao utilizar **antígenos e anticorpos de alta eficiência** como moléculas de captura. São realizados em uma única etapa, o que os tornam muito práticos e rápidos.

DOENÇAS INFECCIOSAS

CE	Anti-HBsAg	}	10, 25 e 40 testes
	HBsAg		
	HCV (Hepatite C)		
	HIV 1&2		
	Rotavírus		
	<i>Sífilis*</i>		
	<i>*BREVE LANÇAMENTO</i>		

MARCADOR CARDÍACO

CE	Troponina I	10, 25 e 40 testes
----	-------------	--------------------

ANEMIA FALCIFORME

	Hemo-S-Screen	10, 25 e 40 testes
--	---------------	--------------------

DOENÇAS TROPICAIS

CE	Chikungunya IgG/IgM	}	10, 25 e 40 testes
CE	Zika IgG/IgM*		
CE	Dengue - IgG/IgM		
CE	Dengue NS1		
	Malária - Pf/Pv		
	Malária - Pf/Pan		

TIPAGEM SANGUÍNEA

	Tipagem Sanguínea ABO&RH	10, 25 e 40 testes
--	--------------------------	--------------------

MARCADOR TUMORAL

CE	Sangue Oculto Fecal	10, 25 e 40 testes
	PSA Qualitativo	10, 25 e 40 testes

COVID

	Autoteste Alerta	1, 2 e 5 testes
CE	COVID 19 e Influenza Ag	} 10, 25 e 40 testes
	COVID-19 Ag	
	COVID-19 IgG/IgM	

FERTILIDADE/GRAVIDEZ

	HCG Tiras	40 e 80 testes
	Auto teste HCG Precisão	1 teste

IMUNO-CON

Reagentes padronizados e prontos para uso

A linha **Imuno-Con** oferece ao laboratório clínico reagentes padronizados e prontos para uso, garantindo qualidade nos resultados e praticidade na preparação de lâminas.

APRESENTAÇÃO

CE	ANA-HEp2	100 testes
CE	Anti-DNA	48 testes
CE	Chagas	60 e 200 teste
CE	FTA-Abs/Sífilis	100 testes
	Toxoplasmose	100 testes




IMUNO-LÁTEX

Reagentes de látex estabilizados

A linha **Imuno-Látex** utiliza partículas de látex estabilizadas, revestidas com antígenos ou anticorpos altamente purificados, conferindo maior rapidez e eficácia nos resultados.

APRESENTAÇÃO

CE	ASLO	60 e 100 testes Látex
CE	ASLO	2,5mL Látex
CE	FR/Fator Reumatóide	60 e 100 testes Látex
CE	FR/Fator Reumatóide	2,5mL Látex
CE	PCR	60 e 100 testes Látex
CE	PCR	2,5mL Látex
CE	MNI/Mononucleose infecciosa	60 e 100 testes Látex



IMUNO-HAI

Hemaglutinação com anticorpos purificados

A linha **Imuno-Hai** utiliza hemácias de aves estabilizadas e sensibilizadas com componentes antigênicos purificados, oferecendo ótima resolução de reação e nitidez às leituras. Podem ser utilizadas como screening ou para diagnóstico.

APRESENTAÇÃO

CE Chagas 96 e 192 e 380 testes



IMUNO-RÁPIDO QUANTI

Testes Rápidos Fluorescentes

A Linha **Imuno - Rápido Quanti** traz um novo conceito de testes para o laboratório clínico, unindo a rapidez e praticidade dos testes rápidos com a sensibilidade dos testes fluorescentes. Através de uma moderna metodologia, os testes rápidos fluorescentes da Wama são capazes de quantificar parâmetros importantes da rotina laboratorial e hospitalar em poucos minutos. A leitura realizada unicamente pelo equipamento produz um registro de teste e exclui qualquer subjetividade de interpretação, tornando os resultados seguros e confiáveis.

APRESENTAÇÃO

Beta HCG
Dímero-D
Hemoglobina Glicada
Microalbuminúria
Procalcitonina
PCR Ultrassensível
Troponina I
PSA Total
PSA Livre
FSH
TSH
NT-proBNP
CK-MB

10, 25 e 40 testes

FUTURAMENTE DISPONÍVEIS

CEA
IgE
ASO
LH
Ferritina
Prolactina
Progesterona
T4 Livre
T3 e T4 Total
Fator Reumatóide
Alfafetoproteína (AFP)




URI-COLOR CHECK

Tiras reagentes com 10 parâmetros

O **Uri-Color Check** são tiras de reagentes para determinação semi quantitativa de **10 parâmetros na urina**. Um método simples e eficaz para determinação de **patologias de trato renal e extra-renal**. O Uri-Color Check possui uma área de compensação, que permite avaliar interferentes da coloração urinária, tornando os resultados confiáveis e seguros.

APRESENTAÇÃO

CE	Tiras de 5mm	100 testes
CE	Tiras de 2,5mm	200 testes



COAGULAÇÃO

Reagentes estáveis e eficientes

A linha de **coagulação** inclui reagentes para o **Tempo de Protrombina (TP)**, **Tempo de Tromboplastina Parcial ativado (TTPa)** e **Fibrinogênio**, os quais são estáveis e precisos. O diferencial do **TP** está no critério de fabricação para atingir **ISI** muito próximo de **1**.

Plasma Controle

O **Plasma Controle nível 1 (normal)**, completa a linha e oferece ao laboratório clínico facilidade e confiabilidade nas determinações dos testes de coagulação.

APRESENTAÇÃO

CE	Nível 1	1x1mL - 5x1mL + 10x1mL
----	---------	------------------------




APRESENTAÇÃO

CE	TP (tempo de Protrombina)	(ISI próx a 1) 50, 60, 100 e 200 testes
CE	TTPa (Tempo de Tromboplastina Parcial ativado)	40, 80 e 200 testes
CE	Fibrinogênio	40 e 100 testes

WF-500

Leitor de Testes Rápidos Fluorescentes

- Resultados rápidos e quantitativos com alta sensibilidade e especificidade;
- Memória para armazenar 10 mil resultados;
- Placa-teste específicas para cada parâmetros e vinculadas ao cartão SD ou cartão RFID correspondente;
- Armazenamento de curvas para cada lote;
- Sistema Android com tela colorida e touch screen;
- Impressora térmica embutida;
- Conexões: 2 USB's, rede e leitor de códigos de barras;
- Garantia de 1 ano;
- Assessoria Técnica e Científica para todo o Brasil.



URIVISION

Analizador de Tiras de Urina

O **Urvision** é um equipamento que integra óptica moderna, micro eletrônica, e outras tecnologias avançadas.

A parte óptica adota o Led como fonte de luz confiável e de baixo consumo, enquanto os sensores utilizam **tecnologia CMOS**.

- Leitura de até 300 testes/hora;
- Análise completa e precisa de 6 amostras em 40 segundos;
- Utiliza 3 comprimentos de onda de luz nas leituras dos parâmetros;
- Utiliza LED's como fonte de luz, agregando alta confiabilidade e baixo consumo;
- Assessoria Técnica e científica para todo o Brasil;
- Interfaceamento com o sistema do laboratório;
- Conexão para leitor de código de barras;
- Entrada USB;
- Impressora térmica embutida;
- Garantia de 1 ano.



COAGMASTER

Projetados para o tamanho da sua rotina.

A Wama Diagnóstica apresenta o **COAGMASTER 2.0** de 2 canais e o **COAGMASTER 4.0** de 4 canais para testes de coagulação com metodologia aprovada mundialmente (Steel Ball - movimentação de esferas metálicas), oferece maior agilidade e padronização nos resultados. Seu sistema mecânico de medição permite calcular com precisão o tempo de coagulação do plasma.



- Fácil operação e resultados precisos.
- Detecção rápida da coagulação plasmática.
- Armazenamento de curva de calibração.
- 4 cronômetros com acionamentos independentes.
- 8 (2.0) e 16 (4.0) posições de incubações para amostras.
- 3 (2.0) e 5(4.0) incubações para reagentes a 37°C.
- Tela sensível ao toque - touch screen.



- Sistema aberto, com cálculo do INR
- Interfaceamento com o sistema do laboratório.
- Impressora térmica embutida.
- Porta USB para leitor de código de barras.
- Garantia de 1 ano.
- Assessoria técnica e científica para todo o Brasil.

ELETTROLYTE WE-300

Analizador de Eletrólitos

- Tipos de amostras: soro, sangue total e urina.
- Pacote dos reagentes fechado e de fácil instalação.
- Rapidez nos testes: 80 testes/hora.
- Baixo consumo de amostra 80 µl
- Modo stand by para menor consumo dos reagentes
- Display de LCD de fácil visualização.
- Impressora térmica embutida.
- Conexão RS 232 e interfaceamento com o sistema de laboratório.
- Garantia de 1 ano para o equipamento.
- Garantia de 6 meses para o conjunto de eletrodos.
- Assessoria técnica e científica para todo Brasil.



MINIBIO QUICK

Analizador rápido de bioquímica

A WAMA Diagnóstica apresenta o **MiniBio Quick**, analisador portátil da linha **Bio Quick**.

- Diagnóstico na palma da sua mão.
- Nova linha com foco na agilidade e portabilidade.
- Produto pensado para farmácias e pequenas clínicas.
- Amostra da ponta do dedo.

BIO QUICK

- Perfil lipídico + ácido úrico;
- Glicose + Hemoglobina Glicada

FUTURAMENTE DISPONÍVEIS

- Creatinina + Ureia
- ALT + AST



WU-500

Leitor Semiautomático de tiras de urina

O leitor de tiras de urina **WU-500** da **WAMA Diagnóstica**, possui função automática de salvamento e upload de resultados disponível via bluetooth, calibração automática independente dos parâmetros, recolhimento automático de tiras de teste usados, recipiente para descarte de tiras de urina, abastecimento semiautomático de tiras, impressora termica de baixo ruído, tudo isso em um equipamento portátil.

- Tipo de amostra: Urina;
- Velocidade: 500 testes/hora;
- Armazenamento: 100 mil testes;
- Impressora Térmica embutida;
- Comunicação: Porta Serial RS232;
- Leitor de Código de Barras: Conector USB 2.0;
- Plataforma de teste: Esteira Contínua;
- Tela: Touch Screen;
- Presença de Caixa de Descarte de Tiras;
- Garantia de 1 ano para o equipamento;
- Assessoria técnica e científica para todo Brasil.



DIVERSOS

Eficiência na rotina laboratorial

A linha **DIVERSOS** possui soluções práticas e eficientes de diferentes metodologias para a rotina laboratorial.



APRESENTAÇÃO

CE	VDRL/Sífilis	250 e 500 testes
CE	VDRL/Sífilis (com controle)	250 e 500 testes
CE	Waler Rose/Fator Reumatóide	60 e 100 testes
CE	Waler Rose/Fator Reumatóide	2,5mL hemácias

Grupo **Maricondi**



Boas
Práticas de
Fabricação



Wama Produtos para Laboratório Ltda
CNPJ 66.000.787/0001 - 08
Rua Aldo Germano Klein, 100 - CEAT
13573470 - São Carlos - SP

atendimento@wamadiagnostica.com.br